# COD 223261 rev02 2016/04



# con Acido ialuronico, Camomilla, Mirtillo

### **PROPRIETÀ**

Iridina bagno oculare è una soluzione con elevate proprietà idratanti e lenitive. Contiene estratto di camomilla (Matricaria chamomilla L.) che, per le sue proprietà toniche e calmanti, è ideale per alleviare stanchezza e affaticamento oculare. La soluzione contiene inoltre estratto di mirtillo nero (Vaccinium myrtillus L.) utilizzato per le sue proprietà rinfrescanti: dà sollievo agli occhi stanchi e funge da protezione per la mucosa oculare da agenti atmosferici e fattori ambientali. La presenza di acido ialuronico, molecola tra le più igroscopiche presenti in natura, garantisce una migliore idratazione dell'area precorneale, velocizza e ripristina la condizione fisiologica ottimale, garantisce l'idrofilia dell'epitelio. L'acido borico e il PHMB, mantengono inalterate le caratteristiche microbiologiche del prodotto per un tempo di 90 giorni dopo l'apertura e rendono il pH compatibile con i tessuti oculari e con i liquidi oculari organici con cui vengono a contatto. La soluzione è sterile se il sigillo di garanzia è integro. Con occhiera inclusa.

## **INDICAZIONI**

Iridina bagno oculare dona sollievo in caso di arrossamento, bruciore, irritazione e affaticamento dovuti a: esposizione prolungata ad agenti atmosferici naturali e non (raggi solari, vento, smog, etc); uso di lenti a contatto; presenza accidentale nell'occhio di polveri o corpi estranei; stanchezza per lunga permanenza davanti al video; nuoto in mare o in piscina. Il prodotto può essere utilizzato temporaneamente per lenire il prurito dovuto a cosmetici, cloro presente in piscina, secchezza oculare.

### **ISTRUZIONI PER L'USO**

- Lavare accuratamente le mani. Prima di ogni applicazione risciacquare l'occhiera con acqua calda.
- Riempire l'occhiera di **Iridina bagno oculare** per un terzo della sua capienza (Fig. 1) e richiudere tempestivamente il flacone per preservare le proprietà della soluzione.
- Piegare leggermente la testa in avanti e premere con cautela l'occhiera sull'occhio (Fig. 2).
- Alzare la testa tenendo l'occhio aperto, in modo che la soluzione possa essere efficiente bagnando bene l'occhio.
- Dondolare lentamente la testa lateralmente per almeno 30 secondi (Fig. 3) e asciugare l'occhio con un batuffolo di ovatta.
- Gettare via la soluzione rimanente nell'occhiera e ripetere la procedura per l'altro occhio con nuova soluzione.

Attenersi alla posologia indicata.







### PRECAUZIONI E AVVERTENZE

Non applicare il prodotto mentre si portano le lenti a contatto, ma rimuoverle e procedere successivamente al trattamento. È consigliata l'applicazione per non più di 2-3 giorni, e non più di 3-4 volte al giorno. Se i sintomi persistono consultare lo specialista. Per i bambini al di sotto dei 3 anni utilizzare il prodotto solo su prescrizione medica. Una volta aperto, utilizzare entro 90 giorni. Conservare tra i 5° e i 30°C. Accertarsi che il sigillo della confezione sia integro, in caso contrario, non utilizzare il prodotto. In caso di fastidio o persistente irritazione, interrompere l'uso e consultate lo specialista. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non usare dopo la scadenza. NON INGERIRE. Consultare lo specialista prima di usare qualsiasi medicinale oftalmico mentre si utilizza il prodotto.

### CONTROINDICAZIONI

Non esistono controindicazioni accertate se non in caso di ipersensibilità o allergia a qualche componente.

### COMPOSIZIONE

EDTA 0.01%, HPMC 0.02%, Matricaria chamomilla L. 0.025%, Vaccinium myrtillus L. 0.025%, Acido Ialuronico, HPMB 0.0002%, Tampone borato, Acqua q.b.

### NON CONTIENE BENZALCONIO CLORURO

Revisione del 20/04/2016

360 ml  $\Theta$ 

Distribuito da: **MONTEFARMACO OTC** SpA Via IV Novembre, 92 - 20021 Bollate (MI)



Optoflex s.r.l. Via Aniene, 10 00198 Roma







